

Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 19

CARATTERISTICHE DI MINIMA

	RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza)	RISPONDENZA DEL CRITERIO		EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)	
		Rif. Nome Documento	Rif. Pagina	Rif. Nome Documento	Rif. Pagina
Sistema automatico per dosaggio IgE totali e specifiche e altri parametri immuno-allergologici					
La metodologia offerta non deve prevedere il dosaggio su micropiastra					
Strumentazione nuova e di ultima generazione e di tipologia già presente sul mercato					
Software di gestione con completa tracciabilità di tutti i processi analitici					
Tutte le procedure del sistema devono essere assistite da idoneo software, che comprenda l' accettazione e refertazione pazienti, la gestione statistiche;					
Programma di ricerca e di analisi dati dedicato, per reparto richiedente, tipologia di esame, nominativo paziente					
Utilizzo di provette primarie e secondarie di differenti tipologie					
Riconoscimento positivo del campione mediante lettore di diverse tipologie di codici a barre o tecnologia alternativa					
Esecuzione di reflex testing e re-run					
Memorizzazione delle curve di calibrazione di lotti diversi					
Sistema di verifica di non avvenuta aspirazione del campione					
Interfacciamento con il sistema informatico di gestione (host computer, diretto o mediato dal middleware), in uso nei laboratori per tutta la strumentazione fornita					
Identificazione positiva del reagente (reagenti barcodati o altra tecnologia)					
Smaltimento in sicurezza dei rifiuti solidi/liquidi					
Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica					
Il sistema deve disporre di unità informatica corredata di software idoneo all'elaborazione e memorizzazione dei risultati					
Riferimento per la determinazione IgE quantitativa con standard internazionali					
Assenza di interferenze con altre classi immunoglobuliniche					