

A	B	C	D	E	F	G	H
NUOVO ID LOTTO	DESCRIZIONE SINTETICA, TITOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	DESTINAZIONE D'USO	REQUISITI SPECIFICI PER LOTTO	CATEGORIA	Unità di misura	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
1	ACIDO PERACETICO IN SOLUZIONE ACQUOSA CONCENTRATA 3%- 5% DA DILUIRE - TANICA	Acido peracetico (o suo precursore) in soluzione acquosa concentrata tra 3% e 5% (p/v). Da diluire in acqua di rete prima dell'uso.	Disinfezione di alto livello, sterilizzazione chimica a freddo di dispositivi medici, strumentario chirurgico, materiale endoscopico e dispositivi medici termosensibili.	Documentata attività antibatterica, antifungina, antivirale, micobattericida e sporicida nella versione concentrata, e anche quando diluito. Norme tecniche EN1040-EN13727-EN14561-EN1275-EN13624-EN14562-EN14348-EN14563-EN14476-EN17126 Documentazione attestante la corretta modalità d'uso e la verifica del titolo di acido peracetico nel tempo. Documentazione attestante quanto tempo la soluzione pronta mantiene l'azione disinfettante di alto livello . Documentazione attestante che il prodotto offerto può essere utilizzato per la disinfezione di strumenti a fibre ottiche e dispositivi medici senza provocare alcun danno e l'elenco dei materiali compatibili/incompatibili con esso. Documentazione attestante che può essere utilizzato con macchine lavaendoscopi e l'elenco delle marche di lavaendoscopi su cui è stato testato. Documentazione attestante la modalità di smaltimento della soluzione disinfettante esausta. In Etichetta seguente o analoga dicitura: "Quando si rimuovono gli strumenti dalla soluzione, prelevarli asetticamente e risciacuarli accuratamente con acqua sterile" e "il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato con appropriate norme di sicurezza onde evitare irritazioni anche gravi alla pelle e agli occhi".	DM	TANICA 5000 ML	€ 7,6890
2	SOLUZIONE DA ATTIVARE A DUE COMPONENTI CON SVILUPPO DI ACIDO PERACETICO – TANICA	Soluzione acquosa disinfettante da attivare a due componenti con sviluppo di acido peracetico: acetilcaprolattame e perossido d'idrogeno. Concentrazione ad attivazione completata 0,15-0,2% Tanica da 5000 ml La soluzione attivata deve mantenere l'azione disinfettante di alto livello per almeno 14 giorni e a corredo della fornitura deve essere proposto un sistema (strisce indicatrici o altro sistema di facile utilizzo), specifico per l'acido peracetico, per verificare l'efficacia residua della soluzione	Disinfezione di alto livello, sterilizzazione chimica a freddo di dispositivi medici, strumentario chirurgico, materiale endoscopico e dispositivi medici termosensibili.	Documentata attività antibatterica, antifungina, antivirale, micobattericida e sporicida- Norme tecniche EN1040-EN13727-EN14561-EN1275-EN13624-EN14562-EN14348-EN14563-EN14476- EN17126 L'attività si deve esplicitare in un tempo di contatto di 10 minuti Documentazione attestante la corretta modalità d'uso e la verifica del titolo di acido peracetico nel tempo Documentazione attestante che la soluzione attivata deve mantenere l'azione disinfettante di alto livello per almeno 14 giorni. Documentazione attestante che il prodotto offerto può essere utilizzato per la disinfezione di strumenti a fibre ottiche e dispositivi medici senza provocare alcun danno e l'elenco dei materiali compatibili/incompatibili con esso. Documentazione attestante che può essere utilizzato con macchine lavaendoscopi e l'elenco delle marche di lavaendoscopi su cui è stato testato. Documentazione attestante la modalità di smaltimento della soluzione disinfettante esausta. In Etichetta seguente o analoga dicitura: "Quando si rimuovono gli strumenti dalla soluzione, prelevarli asetticamente e risciacuarli accuratamente con acqua sterile" e "il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato con appropriate norme di sicurezza onde evitare irritazioni anche gravi alla pelle e agli occhi"	DM	TANICA 5000 ML	€ 44,0000
3	SOLUZIONE DA ATTIVARE A DUE COMPONENTI CON SVILUPPO DI ACIDO PERACETICO – FLACONE	Soluzione acquosa disinfettante da attivare a due componenti con sviluppo di acido peracetico: acetilcaprolattame e perossido d'idrogeno. Concentrazione ad attivazione completata 0,15-0,2% Tanica da 1000 ml La soluzione attivata deve mantenere l'azione disinfettante di alto livello per almeno 14 giorni e a corredo della fornitura deve essere proposto un sistema (strisce indicatrici o altro sistema di facile utilizzo), specifico per l'acido peracetico, per verificare l'efficacia residua della soluzione	Disinfezione di alto livello, sterilizzazione chimica a freddo di dispositivi medici, strumentario chirurgico, materiale endoscopico e dispositivi medici termosensibili.	Documentata attività antibatterica, antifungina, antivirale, micobattericida e sporicida- Norme tecniche EN1040-EN13727-EN14561-EN1275-EN13624-EN14562-EN14348-EN14563-EN14476-EN17126- L'attività si deve esplicitare in un tempo di contatto di 10 minuti Documentazione attestante la corretta modalità d'uso e la verifica del titolo di acido peracetico nel tempo Documentazione attestante che la soluzione attivata deve mantenere l'azione disinfettante di alto livello per almeno 14 giorni. Documentazione attestante che il prodotto offerto può essere utilizzato per la disinfezione di strumenti a fibre ottiche e dispositivi medici senza provocare alcun danno e l'elenco dei materiali compatibili/incompatibili con esso. Documentazione attestante che può essere utilizzato con macchine lavaendoscopi e l'elenco delle marche di lavaendoscopi su cui è stato testato. Documentazione attestante la modalità di smaltimento della soluzione disinfettante esausta. In Etichetta seguente o analoga dicitura: "Quando si rimuovono gli strumenti dalla soluzione, prelevarli asetticamente e risciacuarli accuratamente con acqua sterile" e "il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato con appropriate norme di sicurezza onde evitare irritazioni anche gravi alla pelle e agli occhi"	DM	FLACONE 1000 ML	€ 9,4600

A	B	C	D	E	F	G	H
NUOVO ID LOTTO	DESCRIZIONE SINTETICA, TITOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	DESTINAZIONE D'USO	REQUISITI SPECIFICI PER LOTTO	CATEGORIA	Unità di misura	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
4	DETERGENTE PRE-DISINFETTANTE PER STRUMENTAZIONE – TANICA	Detergente Polienzimatico Decontaminante per strumenti chirurgici taniche da 5000 ml Detergente, pre-disinfettante per strumentazione, anche in vasche ad ultrasuoni a base di propionato di ammonio quaternario, clorexidina digluconato, tensioattivi non ionici, complesso enzimatico (proteasi, amilasi e lipasi). Pre-disinfezione della strumentazione medico chirurgica, dei dispositivi medici e del materiale da endoscopia. Tanica da 5000 ml	Decontaminazione, detersione e Pre-disinfezione della strumentazione medico chirurgica, dei dispositivi medici e del materiale da endoscopia utilizzabile sia in vaschetta sia in vasca a ultrasuoni	Documentata attività antibatterica, antifungina, antivirale (HIV-HCV-HBV), micobattericida - Norme tecniche EN1040-EN13727-EN14561-EN1275-EN13624-EN14562-EN14348-EN14563-EN14476. Rispondente a quanto previsto nel decreto 28 settembre 1990: "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private". Il prodotto deve essere compatibile con acciaio inossidabile e alluminio in modo tale da consentire eventuali permanenze prolungate dei ferri nel bagno senza che si manifestino fenomeni di corrosione. Deve essere compatibile con gli ultrasuoni. Non deve emanare esalazioni, non deve essere infiammabile ne' irritante alle concentrazioni d'uso. Corredato di documentazione attestante test : su biofilm, stabilità enzimatica, potere detergente sgrassante, anticorrosione e compatibilità coi materiali costituenti ferri e dispositivi. Smaltibilità in rete fognaria alla diluizione d'uso.	DM	TANICA 5000 ML	€ 98,1750
5	DETERGENTE PRE-DISINFETTANTE PER STRUMENTAZIONE – FLACONE	Detergente Polienzimatico Decontaminante per strumenti da 1000 ml Detergente, pre-disinfettante per strumentazione, anche in vasche ad ultrasuoni a base di propionato di ammonio quaternario, clorexidina digluconato, tensioattivi non ionici, complesso enzimatico (proteasi, amilasi e lipasi). Pre-disinfezione della strumentazione medico chirurgica, dei dispositivi medici e del materiale da endoscopia.	Decontaminazione, detersione e Pre-disinfezione della strumentazione medico chirurgica, dei dispositivi medici e del materiale da endoscopia utilizzabile sia in vaschetta sia in vasca a ultrasuoni	Documentata attività antibatterica, antifungina, antivirale (HIV-HCV-HBV), micobattericida - Norme tecniche EN1040-EN13727-EN14561-EN1275-EN13624-EN14562-EN14348-EN14563-EN14476. Rispondente a quanto previsto nel decreto 28 settembre 1990: "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private" Il prodotto deve essere compatibile con acciaio inossidabile e alluminio in modo tale da consentire eventuali permanenze prolungate dei ferri nel bagno senza che si manifestino fenomeni di corrosione. Deve essere compatibile con gli ultrasuoni. Non deve emanare esalazioni, non deve essere infiammabile ne' irritante alle concentrazioni d'uso. Corredato di documentazione attestante test : su biofilm, stabilità enzimatica, potere detergente sgrassante, anticorrosione e compatibilità coi materiali costituenti ferri e dispositivi. Smaltibilità in rete fognaria alla diluizione d'uso.	DM	FLACONE 1000 ML	€ 19,8000
6	CLOREXIDINA GLUCONATO 1,5 % + CETRIMIDE 15 %. IN SOLUZIONE DETERGENTE CONCENTRATA - FLACONE	Clorexidina gluconato + cetrimide in soluzione detergente concentrata rispettivamente all'1,5 % e al 15 %. Flacone da 1000 ml	Decontaminazione e detersione di dispositivi medici, strumentario chirurgico e superfici	Documentata attività antibatterica, antifungina, antivirale (HIV-HCV-HBV) - Norme tecniche di minima: EN1040-EN13727-EN13624- EN14348- EN 14476 Rispondente a quanto previsto nel decreto 28 settembre 1990: "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private" Il prodotto deve essere compatibile con acciaio inossidabile e alluminio in modo tale da consentire eventuali permanenze prolungate dei ferri nel bagno senza che si manifestino fenomeni di corrosione. Non deve emanare esalazioni, non deve essere infiammabile ne' irritante alle concentrazioni d'uso. Documentazione attestante la modalità di smaltimento della soluzione disinfettante esausta.	DM	FLACONE 1000 ML	€ 3,1350
7	CLOREXIDINA GLUCONATO 1,5 % + CETRIMIDE 15 %. IN SOLUZIONE DETERGENTE CONCENTRATA - TANICA	Clorexidina gluconato + cetrimide in soluzione detergente concentrata rispettivamente all'1,5 % e al 15 %. Tanica da 5000 ml	Decontaminazione e detersione di dispositivi medici, strumentario chirurgico e superfici	Documentata attività antibatterica, antifungina, antivirale (HIV-HCV-HBV) - Norme tecniche di minima: EN1040-EN13727-EN13624- EN14348- EN 14476 Rispondente a quanto previsto nel decreto 28 settembre 1990: "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private" Il prodotto deve essere compatibile con acciaio inossidabile e alluminio in modo tale da consentire eventuali permanenze prolungate dei ferri nel bagno senza che si manifestino fenomeni di corrosione. Non deve emanare esalazioni, non deve essere infiammabile ne' irritante alle concentrazioni d'uso. Documentazione attestante la modalità di smaltimento della soluzione disinfettante esausta.	DM	TANICA 5000 ML	€ 15,6750
8	CLOREXIDINA GLUCONATO 0,5% IN ALCOL 70% PRONTO USO	Clorexidina gluconato ≥ 0,5% in alcol etilico/isopropilico 70% p/p con antiossidanti pronto uso . Flacone da 1000 ml	Conservazione antisettica ferri chirurgici	Documentata attività antibatterica, antifungina, antivirale (HIV-HCV-HBV) Il prodotto deve essere compatibile con acciaio inossidabile e alluminio in modo tale da consentire permanenze prolungate dei ferri nel bagno senza che si manifestino fenomeni di corrosione. Documentazione attestante la modalità di smaltimento della soluzione disinfettante esausta.	DM	FLACONE 1000 ML	€ 2,4860

A	B	C	D	E	F	G	H
NUOVO ID LOTTO	DESCRIZIONE SINTETICA, TITOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	DESTINAZIONE D'USO	REQUISITI SPECIFICI PER LOTTO	CATEGORIA	Unità di misura	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
9	SODIO PERCARBONATO, TAED E TENSIOATTIVI IN POLVERE DA SOLUBILIZZARE	Sodio percarbonato (contenuto di sodio carbonato $\geq 20\%$) + attivatore a base di tetracetiletilendiammina (TAED) e tensioattivi in polvere da solubilizzare . Barattolo da 1000 - 2000 grammi	Disinfezione e decontaminazione dei dispositivi medici riutilizzabili	Documentata attività antibatterica, antifungina, antivirale (HIV-HCV-HBV), antimicrobatterica - Norme tecniche di minima: EN1040-EN13727-EN13624-EN14348-EN14476 Rispondente a quanto previsto nel decreto 28 settembre 1990: "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private" Il prodotto deve essere compatibile con acciaio inossidabile e alluminio in modo tale da consentire eventuali permanenze prolungate dei ferri nel bagno senza che si manifestino fenomeni di corrosione. Non deve emanare esalazioni, non deve essere infiammabile ne' irritante alle concentrazioni d'uso. Documentazione attestante la modalità di smaltimento della soluzione disinfettante esausta.	DM	KG	€ 3,4265
10	POLIENZIMI MISCELA IN SOLUZIONE - FLACONE	Polienzimi miscela (proteasi, amilasi e lipasi) in soluzione, a schiuma controllata e con contenuto enzimatico $\geq 2\%$. Flacone da 1000 ml	Detersione manuale e meccanica dei dispositivi medici	Documentata attività detergente e sul biofilm microbico Utilizzabile per il lavaggio manuale e con vasche a ultrasuoni Non deve emanare esalazioni, non deve essere infiammabile ne' irritante alle concentrazioni d'uso. Documentazione attestante la modalità di smaltimento della soluzione disinfettante esausta.	DM	FLACONE 1000 ML	€ 1,7105
11	POLIENZIMI MISCELA IN SOLUZIONE - TANICA	Polienzimi miscela (proteasi, amilasi e lipasi) in soluzione, a schiuma controllata e con contenuto enzimatico $\geq 2\%$. Tanica da 5000 ml	Detersione manuale e meccanica dei dispositivi medici	Documentata attività detergente e sul biofilm microbico Utilizzabile per il lavaggio manuale e con vasche a ultrasuoni Non deve emanare esalazioni, non deve essere infiammabile ne' irritante alle concentrazioni d'uso. Documentazione attestante la modalità di smaltimento della soluzione disinfettante esausta.	DM	TANICA 5000 ML	€ 6,1380
12	CLOROSSIDANTE ELETTROLITICO/SODIO IPOCLORITO IN SOLUZIONE ACQUOSA CONCENTRATA ALL'1,1% - FLACONE	Clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito in soluzione acquosa concentrata corrispondente all'1,1% (pari a 11000 ppm) di cloro attivo o disponibile, per disinfezione oggetti. Flacone da 1000 ml	Disinfezione oggetti in plastica, gomma, vetro.	Deve essere indicato il potere di disinfezione espresso come "cloro disponibile"(sia in % che in ppm) presente nel prodotto. In osservanza del D.M. 28/01/92 sulle etichette dei contenitori dei prodotti contenenti piu' del 1% di cloro attivo deve essere riportata un'indicazione del tipo: "Attenzione non utilizzare insieme ad altri prodotti, puo' emettere gas pericolosi". Rispondenza alla norma tecnica: EN13727 (battericida)	D.M. / P.M.C.	FLACONE 1000 ML	€ 1,4068
13	SODIO DICLOROISOCIANURATO (NADCC 99%) IN COMPRESSE	Sodio dicloroisocianurato (NaDCC 99%) in compressa solubile/effervescente da 2 a 6 g (cloro disponibile AVCl2 non inferiore al 55,00 % p/p)	Disinfezione superfici , arredi e dispositivi medici.		D.M./ P.M.C.	G	€ 0,0264
14	SODIO DICLOROISOCIANURATO (NADCC 99%) IN GRANULI	Sodio dicloroisocianurato (NaDCC 100%) granuli solubili (cloro disponibile AVCl2 non inferiore a 55,00 % p/p). Barattolo da 500 g	Decontaminazione di superfici in presenza di materiali organici		P.M.C.	BARATTOLO 500G	€ 7,8283
15	SODIO IPOCLORITO + SODIO CLORURO IN SOLUZIONE ACQUOSA CONCENTRATA 2,5 -3% CON DETERGENTE	Sodio ipoclorito + sodio cloruro in soluzione acquosa ipertonica corrispondente al 2,5 -3% di cloro attivo con detergente, per detersione e disinfezione superfici e ambienti. Flacone da 1000 ml	Detersione e disinfezione superfici ed ambienti	Deve essere indicato il potere di disinfezione espresso come "cloro disponibile"(sia in % che in ppm) presente nel prodotto. In osservanza del D.M. 28/01/92 sulle etichette dei contenitori dei prodotti contenenti piu' del 1% di cloro attivo deve essere riportata un'indicazione del tipo: "Attenzione non utilizzare insieme ad altri prodotti, puo' emettere gas pericolosi".	P.M.C	FLACONE 1000 ML	€ 1,8700
16	GEL IDROALCOLICO CON GRADAZIONE NON INFERIORE AL 70% P/P. FLACONE 100-150 ML	Alcool etilico e/o isopropilico con emollienti in gel idroalcolico con gradazione non inferiore al 70% p/p. Flacone con sottotappo erogatore da 100-150 ml	Antisepsi e disinfezione delle mani	Rispondenza alle norme tecniche: EN1500, EN 12791, EN13727, EN13624, EN 14476	P.M.C	ml	€ 0,0063
17	GEL IDROALCOLICO CON GRADAZIONE NON INFERIORE AL 70% P/P. FLACONE 500 ML	Alcool etilico e /o isopropilico con emollienti in gel idroalcolico con gradazione non inferiore al 70% p/p. Flacone da 500 ml con erogatore a dosaggio predefinito. Fornitura gratuita di supporti a muro in materiale non ossidabile e disinfettabile. Per il numero di supporti consultare il Capitolato Tecnico Art. 4.6	Antisepsi e disinfezione delle mani	Rispondenza alle norme tecniche: EN1500, EN12791, EN13727, EN13624, EN 14476	P.M.C	FLACONE 500 ML	€ 1,4490

A	B	C	D	E	F	G	H
NUOVO ID LOTTO	DESCRIZIONE SINTETICA, TITOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	DESTINAZIONE D'USO	REQUISITI SPECIFICI PER LOTTO	CATEGORIA	Unità di misura	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
18	PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA AL 3%.100-250 ML	Perossido di idrogeno in soluzione acquosa al 3% (compreso tra 10 e 12 vol) stabilizzata sec. F.U. Ed.vigente. Flacone da 100 a 250 ml	Antisepsi cute, mucose e piccole ferite	Deve essere fornito il fac-simile del certificato di analisi con lotto e data di scadenza in formato cartaceo	Parafarmaco	ML	€ 0,0022
19	PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA AL 3%.1000 ML	Perossido di idrogeno in soluzione acquosa al 3% (compreso tra 10 e 12 vol) stabilizzata sec. F.U. Ed.vigente. Flacone da 1000 ml	Antisepsi cute, mucose e piccole ferite	Deve essere fornito il fac-simile del certificato di analisi con lotto e data di scadenza in formato cartaceo	Parafarmaco	FLACONE 1000 ML	€ 1,0120
20	CLOREXIDINA GLUCONATO O DIGLUCONATO IN SOLUZIONE DETERGENTE AL 4%. FLACONE	Clorexidina gluconato o digluconato in soluzione detergente al 4%. Flacone da 1000 ml munito di dispenser con beccuccio lungo azionabile a pressione premontato o fornito confezionato singolarmente in busta termosaldada nella proporzione 1/1. Fornitura gratuita di supporti a muro in materiale non ossidabile e disinfettabile. Per il numero di supporti consultare il Capitolato Tecnico Art. 4.6	Lavaggio antisettico e chirurgico mani e cute integra, lavaggio del paziente prima dell'intervento chirurgico	Rispondenza alle norme tecniche: EN12791, EN13727, EN13624, EN 14476. L'attività si deve esplicitare in un tempo di contatto di massimo 2 minuti	P.M.C	FLACONE 1000 ML	€ 3,1584
21	CLOREXIDINA GLUCONATO O DIGLUCONATO IN SOLUZIONE DETERGENTE AL 4%. TANICA	Clorexidina gluconato o digluconato in soluzione detergente al 4%. Tanica da 5000 ml	Lavaggio antisettico e chirurgico mani e cute integra, lavaggio del paziente prima dell'intervento chirurgico	Rispondenza alle norme tecniche: EN12791, EN13727, EN13624, EN 14476. L'attività si deve esplicitare in un tempo di contatto di massimo 2 minuti	P.M.C	TANICA 5000 ML	€ 14,8500
22	SPUGNETTA CHIRURGICO MONOUSO IMBEVUTO DI CLOREXIDINA	Clorexidina gluconato o digluconato: Spazzolino chirurgico monouso imbevuto di Clorexidina gluconato o digluconato in soluzione detergente al 4% .Busta singola termosaldada	Antisepsi pre e post chirurgica delle mani con dispositivo netta unghie	Documentata attività antibatterica, antifungina con rispondenza alle norme tecniche di riferimento UNI EN 1040 - determinazione dell'attività battericida di base dei disinfettanti UNI EN 12791 - determinazione dell'efficacia dei prodotti per la disinfezione chirurgica delle mani UNI EN 13624 - metodo di prova per la valutazione dell'attività fungicida dei disinfettanti chimici UNI EN 13727 - metodo di prova per la valutazione dell'attività battericida dei disinfettanti chimici in area medica UNI EN 14348 - metodo di prova per la valutazione dell'attività micobattericida dei disinfettanti chimici in campo medico EN 12054 - metodo di prova lavaggio igienico delle mani EN 14476 - metodi di prova per valutare l'attività virucida dei disinfettanti chimici e degli antisettici	P.M.C. /DM	PEZZO	€ 0,2563
23	SPAZZOLINO SPUGNETTA CHIRURGICO MONOUSO IMBEVUTO DI IODOPOVIDONE	Iodopovidone: Spazzolino chirurgico monouso imbevuto di iodopovidone (contente 10% di iodio attivo) in soluzione detergente con concentrazione compresa tra il 7,5% e il 10% . Busta singola termosaldada.	Antisepsi pre e post chirurgica delle mani con dispositivo netta unghie	Documentata attività antibatterica, antifungina con rispondenza alle norme tecniche di riferimento UNI EN 1040 - determinazione dell'attività battericida di base dei disinfettanti UNI EN 12791 - determinazione dell'efficacia dei prodotti per la disinfezione chirurgica delle mani UNI EN 13624 - metodo di prova per la valutazione dell'attività fungicida dei disinfettanti chimici UNI EN 13727 - metodo di prova per la valutazione dell'attività battericida dei disinfettanti chimici in area medica UNI EN 14348 - metodo di prova per la valutazione dell'attività micobattericida dei disinfettanti chimici in campo medico EN 12054 - metodo di prova lavaggio igienico delle mani EN 14476 - metodi di prova per valutare l'attività virucida dei disinfettanti chimici e degli antisettici	P.M.C. /DM	PEZZO	€ 0,4510
24	SOLUZIONE A BASE DI SALI AMMONICI QUATERNARI PRONTA ALL' USO	Soluzione a base di Sali ammonici quaternari pronta all' uso con emollienti. Flacone 500 ml munito di dispenser con beccuccio azionabile a pressione premontato o fornito confezionato singolarmente in busta termosaldada nella proporzione 1/1.	Lavaggio antisettico /sociale delle mani e antisepsi della cute integra	Rispondenza alle norme tecniche: EN1499, EN13727, EN13624	P.M.C	FLACOMNE 500 ML	€ 1,4300
25	SUPPORTO MONOUSO IMBEVUTO DI CLOREXIDINA IN SOLUZIONE DETERGENTE AL 2%	Supporto (Spugna e/o guanto e/o panno) monouso imbevuto di Clorexidina gluconato o digluconato in soluzione detergente al 2% Dimensioni panno 20x20 cm circa (± 10%) Confezione da MAX 15 salviette	Lavaggio e disinfezione del paziente, anche prima di un intervento chirurgico o di medicazioni	Documentata attività antibatterica, antifungina Contenente agenti ad azione detergente e idratante Deve essere in materiale morbido al contatto con la pelle Non deve richiedere risciacquo	P.M.C	PEZZO (SPUGNA/GUANTO/ PANNI)	€ 0,8140

A	B	C	D	E	F	G	H
NUOVO ID LOTTO	DESCRIZIONE SINTETICA, TITOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	DESTINAZIONE D'USO	REQUISITI SPECIFICI PER LOTTO	CATEGORIA	Unità di misura	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
26	Sistema integrato di igiene e decolonizzazione del paziente critico a base di Poliesanide (PHMB)	26.1 Salviette monouso imbevute di PHMB. Salvietta monouso imbevuta di soluzione a base di PHMB con concentrazione $\geq 0,11\%$. Dimensioni del panno circa 20×20 cm ($\pm 10\%$). Confezione da massimo 15 salviette. Contenente agenti detergenti e idratanti. Idonee al riscaldamento in forno a microonde.	Sistema destinato all'igiene del paziente critico e ai protocolli di decolonizzazione della cute, della cavità nasale e della cavità orale da microrganismi multiresistenti (MDRO).	Il sistema dovrà: comprendere tutte le quattro tipologie di prodotto sopra descritte; essere costituito da prodotti pronti all'uso; garantire la compatibilità d'impiego nell'ambito di protocolli di igiene e decolonizzazione del paziente critico; essere corredato, per ciascun prodotto o per l'intero sistema, di documentazione scientifica attestante l'attività nei confronti dei MDRO (Multi Drug Resistant Organisms); riportare chiaramente modalità d'impiego, composizione, concentrazione di PHMB, lotto e data di scadenza. Documentata attività virucida e micobattericida, con rispondenza alle norme tecniche di riferimento: EN 14476 e EN 14348	P.M.C. /DM	PEZZO(SALVIETTA)	€ 0,9350
		26.3 Gel nasale a base di PHMB Gel nasale pronto all'uso. Concentrazione di PHMB $\geq 0,1\%$. Tubo da circa 30 ml.			DM	TUBO 30 ML	€ 13,7500
		26.3 Collutorio a base di PHMB Collutorio pronto all'uso. Concentrazione di PHMB $\geq 0,15\%$. Privo di alcool. Flacone da circa 250 ml.			DM	FLACONE 250 ML	€ 14,8500
		26.4 Schiuma detergente a base di PHMB Schiuma detergente pronta all'uso contenente surfattanti ed eccipienti. Concentrazione di PHMB $\geq 0,11\%$. Indicata per corpo, capelli e cuoio capelluto. Flacone da circa 200 ml dotato di erogatore/dosatore.			DM	FLACONE 200 ML	€ 13,7500
27	DETERGENTE PRONTO USO CUTE 1000 ML	Detergente pronto all'uso a pH acido (pH 3.5 - 4.5) privo di sapone ed alcali Flacone da 1000 ml munito di dispenser con beccuccio azionabile a pressione premontato o fornito confezionato singolarmente in busta termosaldata nella proporzione 1/1.	Pulizia della cute sensibile ed igiene intima. Indicato per uso frequente anche in ambito sanitario per la detersione delle mani da parte degli operatori professionali	Test dermatologici documentati	Parafarmaco /altro	FLACONE 1000 ML	€ 2,7170
28	DETERGENTE PRONTO USO CUTE 500 ML	Detergente pronto all'uso anfoterico anallergico a pH fisiologico con acidi grassi naturali. Privo di sapone ed alcali Flacone da 500 ml munito di dispenser con beccuccio azionabile a pressione premontato o fornito confezionato singolarmente in busta termosaldata nella proporzione 1/1.	Pulizia del neonato. Per la detersione delle mani e della cute, ad azione dermoprotettiva. Indicato per uso frequente, anche in ambito sanitario per la detersione delle mani da parte degli operatori professionali	Test dermatologici documentati	Parafarmaco /altro	FLACONE 500 ML	€ 1,6830
29	CREMA FLUIDA DETERGENTE	Crema fluida detergente a base di estratti naturali , emolliente, idratante, ad azione protettiva da usare senza risciacquo Flacone da 500 ml	Detersione della cute senza risciacquo, anche per pelli sensibili.	Test dermatologici documentati	Parafarmaco /altro	FLACONE 500 ML	€ 2,2990
30	DISINFETTANTE PRONTO USO ALCOOL ETILICO 70%	Disinfettante pronto uso a base di soluzione Alcolica incolore e limpida contenente Alcool Etilico al 70% p/p priva di tensioattivi. Flacone da 700-1000 ml munito di erogatore spray premontato o fornito confezionato singolarmente in busta termosaldata nella proporzione 1/1.	Disinfezione delle superfici, piani di lavoro, poltrone, dispositivi medici e apparecchiature biomedicali in ambito sanitario e nei laboratori.	Rispondenza alle norme tecniche: EN13697, EN13727, EN13624, EN13697, EN14348, EN14476, EN16777	DM	ML	€ 0,0023
31	DISINFETTANTE PRONTO CON PEROSSIDO DI IDROGENO ACCELERATO	Disinfettante pronto uso a base di perossido di idrogeno accelerato. Contenuto di Perossido di idrogeno $\leq 1,5\%$ p/p Flacone da 700-1000 ml munito di erogatore spray premontato o fornito confezionato singolarmente in busta termosaldata nella proporzione 1/1.	Disinfezione ad azione rapida delle superfici, piani di lavoro, poltrone, dispositivi medici e apparecchiature biomedicali in ambito sanitario e nei laboratori.	Documentata Attività antimicrobica, verificata dal possesso delle certificazioni -battericida, EN 13727 -fungicida, EN 16615 -virucida EN14476, verificata anche in condizioni di sporco con rispondenza alla norma EN16615. L'attività virucida deve essere testata secondo la norma EN14476 Impiegabile per culle e incubatrici	DM	ML	€ 0,0078

A	B	C	D	E	F	G	H
NUOVO ID LOTTO	DESCRIZIONE SINTETICA, TITOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	DESTINAZIONE D'USO	REQUISITI SPECIFICI PER LOTTO	CATEGORIA	Unità di misura	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
32	DISINFETTANTE PRONTO USO CON SALE DI AMMONIO QUATERNARIO E ALCOOL INFERIORE AL 20%	Disinfettante spray pronto uso a base di sale di ammonio quaternario di quarta generazione in soluzione alcolica con % di alcool inferiore al 20% Pronto all'uso Privo di profumazione Privo di CMT (sostanze Cancerogene Mutagene eTossiche per la riproduzione) Senza coloranti Senza Cloro Senza Aldeidi e Fenoli Flacone da 700-1000 ml munito di erogatore spray premontato o fornito confezionato singolarmente in busta termosaldada nella proporzione 1/1.	Detersione e disinfezione di apparecchiature elettromedicali, dispositivi medici, culle termiche, cappe a flusso laminare e piccole superfici in genere, profilassi delle infezioni HBV,HIV, HCV, SARS, SARS-COV-2	Documentata Attività antimicrobica, verificata dal possesso delle certificazioni -battericida, EN 13727 -fungicida, EN 16615 -virucida EN14476, verificata anche in condizioni di sporco con rispondenza alla norma EN16615. L'attività virucida deve essere testata secondo la norma EN14476	DM	ML	€ 0,0179
33	SALVIETTA CON SALE DI AMMONIO QUATERNARIO E ALCOOL INFERIORE AL 20%	Salviette a base di SALE DI AMMONIO QUATERNARIO DI QUARTA GENERAZIONE in soluzione alcolica con % di alcool inferiore al 20% Privo di CMT (sostanze Cancerogene Mutagene eTossiche per la riproduzione) Senza coloranti Senza Cloro Senza Aldeidi e Fenoli Dimensioni panno 20x20 cm circa (± 10%) confezione MAX da 150 salviette	Detersione e disinfezione di apparecchiature elettromedicali, dispositivi medici, culle termiche, cappe a flusso laminare e piccole superfici in genere, profilassi delle infezioni HBV,HIV, HCV, SARS, SARS-COV-2	Documentata Attività antimicrobica, verificata dal possesso delle certificazioni -battericida, EN 13727 -fungicida, EN 16615 -virucida EN14476, verificata anche in condizioni di sporco con rispondenza alla norma EN16615. L'attività virucida deve essere testata secondo la norma EN14476	DM	PEZZO (SALVIETTA)	€ 0,0837
34	DISINFETTANTE PRONTO USO CON SALE DI AMMONIO QUATERNARIO E BIGUANIDE	Disinfettante spray pronto uso a base di SALE DI AMMONIO QUATERNARIO DI QUARTA GENERAZIONE associato a una Biguanide. Senza Alcol Pronto all'uso Privo di profumazione Senza coloranti Senza Cloro Senza Aldeidi e Fenoli Flacone da 700-1000 ml munito di erogatore spray premontato o fornito confezionato singolarmente in busta termosaldada nella proporzione 1/1.	Detersione e disinfezione di apparecchiature elettromedicali, dispositivi medici anche quelli sensibili all'alcool : scialitiche, monitor, Lcd,tessuti e fodere di rivestimento.	Documentata Attività antimicrobica, verificata dal possesso delle certificazioni -battericida, EN 13727 -fungicida, EN 16615 -virucida EN14476, verificata anche in condizioni di sporco con rispondenza alla norma EN16615. L'attività virucida deve essere testata secondo la norma EN14476 Compatibilità con acciaio inossidabile, alluminio, materiali sintetici e tessuti per l' arredamento e per le attrezzature, adatto all'uso su dispositivi medici sensibili all'alcool.	DM	ML	€ 0,0143
35	SALVIETTA CON SALE DI AMMONIO QUATERNARIO E BIGUANIDE	Salviette pronto uso a base di SALE DI AMMONIO QUATERNARIO DI QUARTA GENERAZIONE associato a una Biguanide, Senza Alcol Senza coloranti Senza Cloro Senza Aldeidi e Fenoli Dimensioni panno 20x20 cm circa (± 10%) confezione MAX da 150 salviette	Detersione e disinfezione di apparecchiature elettromedicali, dispositivi medici anche quelli sensibili all'alcool : scialitiche, monitor, Lcd,tessuti e fodere di rivestimento.	Documentata Attività antimicrobica, verificata dal possesso delle certificazioni -battericida, EN 13727 -fungicida, EN 16615 -virucida EN14476, verificata anche in condizioni di sporco con rispondenza alla norma EN16615. L'attività virucida deve essere testata secondo la norma EN14476 Compatibilità con acciaio inossidabile, alluminio, materiali sintetici e tessuti per l' arredamento e per le attrezzature, adatto all'uso su dispositivi medici sensibili all'alcool.	DM	PEZZO (SALVIETTA)	€ 0,1650
36	DISINFETTANTE PRONTO USO A BASE DI ISOPROPYL-TRIDECIL-DIMETHYL-AMMONIUM	Detergente e disinfettante pronto uso spray/schiuma a largo spettro di azione a base di Isopropyl-tridecil-dimethyl-ammonium a ph neutro, inodore, incolore, non infiammabile, non ossidante, non tossico Flacone da 500 ml munito di erogatore spray premontato o fornito confezionato singolarmente in busta termosaldada nella proporzione 1/1.	Disinfezione e decontaminazione di dispositivi medici.	Documentata Attività antimicrobica, verificata dal possesso delle certificazioni -battericida, EN 13727 -fungicida, EN 16615 -virucida EN14476, -sporicida EN 17126. Efficacia provata su gruppi KES (Klebsiella, Enterobacter e Serratia). Efficacia anche in presenza di materiale organico. Dichiarato per utilizzo in rianimazione, ambiente neonatale, laboratori FIV, dichiarazione MEA&HHSA, dichiarazione HSSA Compatibile con acciaio, pvc, FIBRA OTTICA E PLASTICA Privo di sostanze mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione (CMT), perturbatori endocrini e ftalati.	DM	ML	€ 0,0308

A	B	C	D	E	F	G	H
NUOVO ID LOTTO	DESCRIZIONE SINTETICA, TITOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	DESTINAZIONE D'USO	REQUISITI SPECIFICI PER LOTTO	CATEGORIA	Unità di misura	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
37	SALVIETTA A BASE DI ISOPROPYL-TRIDECIL-DIMETHYL-AMMONIUM	Salviettine pronto uso a base di Isopropyl-tridecil-dimethyl-ammonium a ph neutro, inodore, incolore, non infiammabile, non ossidante, non tossico Dimensioni panno 20x20 cm circa (± 10%) confezione MAX da 150 salviette	Disinfezione e decontaminazione di dispositivi medici.	Documentata Attività antimicrobica, verificata dal possesso delle certificazioni -battericida, EN 13727 -fungicida, EN 16615 -virucida EN14476, -sporicida EN 17126. Efficacia provata su gruppi KES (Klebsiella, Enterobacter e Serratia). Efficacia anche in presenza di materiale organico. Dichiarato per utilizzo in rianimazione, ambiente neonatale, laboratori FIV, dichiarazione MEA&HHSA, dichiarazione HSSA. Compatibile con acciaio, pvc, FIBRA OTTICA E PLASTICA Privo di sostanze mutagene, canerogene otossiche per la riproduzione (CMT), perturbatori endocrini e ftalati.	DM	PEZZO (SALVIETTA)	€ 0,4180
38	CLOROSSIDANTE ELETTROLITICO/SODIO IPOCLORITO SOLUZIONE 0,55% SPRAY	CLOROSSIDANTE ELETTROLITICO/SODIO IPOCLORITO - 0,55% di cloro attivo disponibile Clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito in soluzione acquosa alla concentrazione corrispondente allo 0,55% (pari a 5500 ppm) di cloro attivo disponibile. Flacone da 200 ml con erogatore spray	Disinfezione di dispositivi medici, raccordi, tubatismi in dialisi peritoneale	Documentata Attività antimicrobica: -Tubercolicida EN14348 -Battericida EN 13727 -Fungicida EN 16615 -Virucida, EN 14476. Documentazione attestante che la concentrazione di cloro libero in aria non superi i limiti ACGIH (TLV-TWA 0,5 ppmV; TLV-STEL 1 ppmV).	DM	FLACONE 200 ML	€ 1,5054
39	SALVIETTA CON SOLUZIONE ACQUOSA A BASE DI SODIO IPOCLORITO 0,1%	CLOROSSIDANTE ELETTROLITICO/SODIO IPOCLORITO - 0,1% di cloro attivo disponibile Salvietta monouso pronta all'uso imbevuta con soluzione acquosa a base di sodio ipoclorito 0,1% (pari a 1.000 ppm di cloro attivo disponibile) Dimensioni panno 20x20 cm circa (± 10%) Imbustata singolarmente	Decontaminazione, pulizia e disinfezione di dispositivi medici, superfici piane, e apparecchiature	Documentata Attività antimicrobica, verificata dal possesso delle certificazioni -Tubercolicida EN14348 -Battericida EN 13727 -Fungicida EN 16615 -Virucida, EN 14476	DM	PEZZO (SALVIETTA)	€ 0,2475
40	SALVIETTA CON SOLUZIONE ACQUOSA A BASE DI SODIO IPOCLORITO 0,54%	CLOROSSIDANTE ELETTROLITICO/SODIO IPOCLORITO - 0,54% di cloro attivo disponibile Salvietta monouso pronta all'uso imbevuta con soluzione acquosa a base di sodio ipoclorito 0,54% (pari a 5400 ppm di cloro attivo disponibile) Dimensioni panno 20x20 cm circa (± 10%) Confezione MAX da 150 salviette	Decontaminazione, pulizia e disinfezione di dispositivi medici, superfici piane, e apparecchiature	Documentata Attività antimicrobica, verificata dal possesso delle certificazioni -Tubercolicida EN14348 -Battericida EN 13727 -Fungicida EN 16615 -Virucida, EN 14476	DM	PEZZO (SALVIETTA)	€ 0,2793
41	SALVIETTE CON CLOREXIDINA 2% IN ALCOOL 70%	Clorexidina gluconato o digluconato Salviette pronto uso imbevute di soluzione a base di Clorexidina gluconato o digluconato 2% clorexidina + 70% di alcool isopropilico o etilico. Dimensioni minime salvietta 10x10 cm, imbevuta da 3-5 ml di soluzione. Imbustata singolarmente	Disinfezione di dispositivi medici, connettori, accessi vascolari, superfici	Documentata Attività antimicrobica, verificata dal possesso delle certificazioni : -Tubercolicida EN14348 -Battericida EN 13727 -Fungicida EN 16615 -Virucida, EN 14476	DM	PEZZO (SALVIETTA)	€ 0,0704
42	KIT PER LA DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO	Kit di salviette per la detersione e disinfezione di alto livello (ricondizionamento completo) per DM invasivi, strumenti diagnostici non canalizzati e termosensibili (es. nasofaringoscopi/fibroscopi flessibili non canalizzati, laringoscopi).	Alta disinfezione di dispositivi medici invasivi	Conforme alle norme UNI EN 14885 ss.mm.ii.: UNI EN 13727, UNI EN 14561, UNI EN 13624, UNI EN 14562, EN 14476, EN 14348. Il sistema dovrà garantire un ricondizionamento completo e tracciabile del dispositivo e dei tempi dell'azione disinfettante, da dichiarare nel Modello Offerta Tecnica (all. 6). La ditta dovrà dichiarare la compatibilità con le principali sonde endocavitare in uso.	DM	NUMERO DI PROCEDURE	€ 7,7000
43	KIT DISINFETTANTE DI ALTO LIVELLO PER SONDE ECOGRAFICHE ENDOCAVITARIE	Sistema in gel, schiuma o altro liquido per la detersione e disinfezione ad alto livello (ricondizionamento completo) per strumenti diagnostici non canalizzati e termosensibili (es. sonde ecografiche endocavitare e per l'intero ecografo).	Alta disinfezione di strumenti diagnostici	Conforme alle norme UNI EN 14885 ss.mm.ii.: UNI EN 13727, UNI EN 14561, UNI EN 13624, UNI EN 14562, EN 14476, EN 14348. Il sistema dovrà garantire un ricondizionamento completo e tracciabile del dispositivo e dei tempi dell'azione disinfettante, da dichiarare nel Modello Offerta Tecnica (all. 6). La ditta dovrà dichiarare la compatibilità con le principali sonde endocavitare in uso.	DM	NUMERO DI PROCEDURE	€ 0,9000

A	B	C	D	E	F	G	H
NUOVO ID LOTTO	DESCRIZIONE SINTETICA, TITOLO	DESCRIZIONE PRODOTTO	DESTINAZIONE D'USO	REQUISITI SPECIFICI PER LOTTO	CATEGORIA	Unità di misura	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
44	CLOROSSIDANTE ELETTROLITICO/SODIO IPOCLORITO IN SOLUZIONE ACQUOSA PRONTO USO 0,11%	Clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito in soluzione acquosa pronta all'uso corrispondente allo 0,11% (pari a 1100 ppm) di cloro attivo. Flacone da 1000 ml	Disinfezione generica della cute	Documentata attività battericida secondo le norme: UNI EN 13727, UNI EN 1040, CEN TC/216 – prEN 12054. Rispondenza alle norme UNI EN 1500, UNI EN 12791. Documentata attività Tubercolicida e fungicida secondo le norme: UNI EN 14348. Documentata attività Fungicida (Lieviticida) UNI EN 13697. Documentata attività Sporicida secondo la norma UNI EN 17126/2019. Documentata attività Virucida secondo la norma UNI EN 14476.	P.M.C	FLACONE 1000 ML	€ 2,6400